

Турмалиновая подушка с ИК-обогревом



Инструкция по применению





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАИМЕНОВАНИЕ: Ортопедический тепловой валик Термо Релакс
- РАЗМЕРЫ: 455x140x90мм
- ВЕС: 1,8кг

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Функция прогрева ИК теплом

Функция ионизации

Может использоваться: под шейным отделом, под поясницей, под коленями, для прогрева стоп и абдоминальной зоны.

Ортопедический тепловой валик **Термо Релакс** оказывает положительное влияние на организм, улучшает сон и даёт хорошее самочувствие, снимает боли в шее, пояснице и коленях за счет физиотерапии, отрицательно заряженных ионов и прогрева ИК-теплом.

Ортопедический тепловой валик **Термо Релакс** используют лёжа на спине и подкладывают под изгиб шеи, под поясницу, под колени и стопы. Можно прогревать и абдоминальную зону. Начинать использование валика лучше с 15-20 минут, постепенно увеличивая время.

Ортопедический тепловой валик предназначен для профилактики заболеваний как в шейном, так и в других отделах позвоночника и его коррекции. Также **Термо Релакс** используется для профилактики заболеваний, связанных с нарушениями:
- в шейном отделе позвоночника (используйте без функции прогрева или на малых температурах), таких как: заболевания щитовидной железы, плечевого пояса, горла, дыхательного аппарата и органов слуха, а так же нарушение кровоснабжения;



- в поясничном отделе позвоночника, таких как: ограничение подвижности в позвоночном столбе, боли в ягодицах и ногах, переходящей от поясницы, дегенеративное заболевание межпозвоночных дисков, остеохондроз, нарушение чувствительности в области спины и/или нижних конечностей;
- в коленных суставах, таких как: ушибы, боли и растяжения в суставах, заболевания коленной чашечки, хроническое, послеоперационное и пост-травматическое воспаление сухожилий, профилактика травм и воспалений коленного сустава при повышенных физических нагрузках, воспалительные и дегенеративные заболевания (артриты без синовита, артрозы без отека), если не противопоказан тепловой эффект; профилактика травм коленной чашечки (надколенника) при занятиях спортом и физическим трудом, реабилитация после травм и операций на коленном суставе, заболевания мениска, функциональная нестабильность коленного сустава, суставные боли, связанные с изменением погодных условий или переохлаждением, предотвращение болевых ощущений и улучшения подвижности суставов;
- в абдоминальной зоне, таких как: патологии органов пищеварения, кишечная непроходимость, нарушение кровообращения в кишечнике;

Ограничения к применению с функцией прогрева: острые заболевания, злокачественные опухоли, высокая температура, воспаления на участках кожи, где используется изделие, гипертермия, металлические конструкции в поясничном отделе, бурситы.

Ограничения к применению без функции прогрева в области поясничного отдела: металлические конструкции в поясничном отделе.

Ортопедический тепловой валик **Термо Релакс** с расположенными на нем дисками из турмалина в форме шестигранников с подогревом. Наполнитель подушки – материалы высокого качества, которые практически не деформируются. Материал чехла – искусственная кожа. .



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Хранить в недоступном для детей месте
2. Хранить в сухом месте
3. Не использовать при намокании и высокой влажности
4. Чистить сухой тканью

ГАРАНТИЯ

Компания предоставляет гарантию на продукцию в соответствии с законом по защите прав потребителя.

Если возникли какие-либо проблемы с продукцией, позвоните в демонстрационный центр, в котором вы приобрели данное оборудование или в ближайший центр

Наименование		ДИЛЕР (СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР)
Серийный номер модели		
Покупатель		
Адрес		
Телефон		
Дата покупки		ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД _____ с момента покупки

Гарантийный ремонт продукции осуществляется в течение **1 года**. Продолжительность гарантии может быть ограничена, если оборудование использовалось в коммерческих целях.

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Производитель: ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH PRODUCTS I/E CO., LTD., ZMC BUILDING, 101-2, N.ZHONGSHAN ROAD, HANGZHOU 310003, CHINA

По заказу: ООО "Лотос", 119602, Москва, ул. Академика Анохина-38/1, www.lotus.ru